G6 助听蓝牙使用说明

（1） 骨传导一体蓝牙耳机按键功能



右拨动开关：

向后拨动关机，向前拨动开机。

右音量“+”：

单击右边音量加（助听态，音乐态）

长按 2 秒以上助听场景切换（助听态）

长按 2 秒以上加手机音量（音乐态,通话态）

右音量“-”：

单击右边音量减（助听态，音乐态）

长按 2 秒以上助听场景切换（助听态）

长按 2 秒以上减手机音量（音乐态，通话态）

左“多功能键”：

单击接听来电（来电态）

单击结束通话（通话态）

长按 2 秒以上拒接电话（来电态）

长按 2 秒以上通透功能切换（音乐态）

长按 2 秒以上助听模式切换（助听态）

左音量“+”：

单击左边音量加（助听态，音乐态）

长按 2 秒以上助听场景切换（助听态）

长按 2 秒以上加手机音量（音乐态，通话态）

左音量“-”：

单击左边音量减（助听态，音乐态）

长按 2 秒以上助听场景切换（助听态）

长按 2 秒以上减手机音量（音乐态，通话态）

（2） G6 专用拾音器按键功能（*只供 G6 耳机专用*）

 键：

单击打开或关闭助听功能

长按 2 秒开机（关机态），

长按 2 秒关机（开机态）

长按 5 秒与 **G6** 蓝牙耳机配对（关机态）



 键： 单击音量加（开机态）, 长按 2 秒切换场景

 键： 单击音量减（开机态）, 长按 2 秒切换场景

（3）G6 与手机，拾音器(G6 专用) ，配对连接与使用

第一步：右边向前拔动开机，蓝灯与绿灯交替闪烁，耳机自动打开助听功能。

第二步：打开手机蓝牙功能，查找到“G6”,点击连接，直到连接完成。

第三步：（无拾音器请忽略此步，出厂一般会把拾音器与耳机配对好的，用户一般不需要此步骤）关闭手机蓝牙功能，长按拾音器 5 秒以上出现红灯与蓝灯交替闪，才松开手，等待拾音器与耳机连接完成。然后关闭耳机，拾音器不用关，打开手机蓝牙功能，再打开耳机，耳机会自动同时连上手机与拾音器。

（4）助听模式，场景，通透模式说明

助听模式：当连接手机没有放音乐，没有打电话或者没连手机，G6 自动进入助听模式，长按

多功能键两秒以上，会切换助听模式，共有两种助听模式，两种模式有细小差别，供用户自己的喜好与需求更改。

场　景：　耳机有 6 种场景模式，数字越大，降噪越强，但拾音距离越短，长按音量加减键 2 秒以上更改场景。

通透功能：耳机在放音乐的同时，还可以助听，长按多功能键两秒以上，打开或关闭通透功能。

（5）功能特点与规格

- G6 耳机使用 500 毫安时双电池,工作时间 20+小时(可佩戴实测或放桌面左右音量调到 5 级以下测试)。
- G6 耳机使用双咪降噪，噪声更低，人声更清晰。
- 具有通透功能，能实现边听音乐边助听
- 可实现左右单独音量调节，调整好后会保存记忆，下次使用不用再调。
- 头戴线夹力很弱，但不会掉下来，可以更长时间佩戴。
- 有自动接听来电功能，来电后十秒左右，用户不操作，会自动接听电话，方便老人使用。
- 蓝牙 5.2 版本，支持：SBC,AAC,A2DP,AVRCP,HSP,HSF,HFP。
- 助听智能切换，当连接手机后，手机来电，或者放音乐，会优先播放手机的声音。当手机里没有声音输出时，会自动切换到助听模式。

（6）充电

G6 耳机，充电亮绿灯，充满亮蓝灯，*充电时 耳机 会自动复位*。

拾音器，充电亮红灯，充满亮蓝灯，*充电时　拾音器 会自动复位*。