

梵美洛 产后综合治疗

■ 工作原理 *Working Principle Of Therapeutic Device*

使用脉冲重复频率不大于1kHz的脉冲电流来给患者神经肌肉的疾病进行治疗，即低频电疗法。本产品采用低频电疗法原理，通过与患者直接接触的电极，使肌肉的泵式作用：由低频电流而引起肌肉的收缩或松弛，肌肉的泵式作用就开始动作。松弛的时候，血液就大量输入，收缩的时候，含有代谢物的血液就送出，这种动作循环往复，可促进血液运行流畅，血液循环畅通。阻断痛感信号的传递，在疼痛部位输入低频电流，刺激痛感神经，就会影响到传递疼痛的机能，疼痛便很难传到脑内了。

适应这种情况的通电方法是在脊椎骨进行通电。将物理因子作用在人体各部位的经络和穴位进行物理治疗，从而提高临床效果。它具有自动变频的脉冲电压，能够穿透组织深处进行浅部和深部病灶的治疗。可以调节神经的兴奋性和抑制性，激活病灶周围组织的细胞活性，增强局部血液循环和新陈代谢能力，提高免疫力，调节内分泌；对病灶周围组织有修复和治疗的作用。

■ 技术参数 *Technical Parameter*

触摸液晶屏	TFT 10.4寸
时间控制	分段控制
脉冲频率	800HZ
连续工作日间	>8H
输入电压	AC220V 50HZ

通道数量	独立四通道
脉冲宽度	0.4ms
电气安全类别	I类BF型
输入功率	70VA
主机可拆卸	是

■ 主要配件 *Main Accessories*



■ 产品介绍 *Product Introduction*

本治疗仪具有结构紧凑，外形美观、性能可靠、操作方便、安全可靠等特点，治疗仪产生各种不同频率的三角波、梯形波、钟形波，产生各种调制脉冲波，经放大器放大，输出变压器隔离后，通过理疗电极片作用于病人的皮肤上，通过电脉冲的刺激使肌肉产生松弛、紧张的运动加快局部血液循环，从而达到治疗目的。

■ 治疗项目 *Treatment Program*

- ✓ 产后复旧
- ✓ 产后子宫修复
- ✓ 术后尿潴留
- ✓ 张力性尿失禁
- ✓ 乳腺小叶增生
- ✓ 盆腔炎
- ✓ 乳腺康复
- ✓ 术后促排气
- ✓ 乳腺阻碍
- ✓ 腹直肌分离
- ✓ 催乳
- ✓ 乳涨

型号：DC-4T
颜色：粉色、白色

型号：DC-4B
颜色：粉色、白色